

清洁与保养

- 1. 产品使用后，必须拔掉插头，然后待完全冷却后再开始清洁。
- 2. 每次使用之后，请用湿布清洁本产品粘上的灰尘和污垢。
- 3. 请勿使用腐蚀性的清洁剂，如苯或稀释剂来清洁本产品。
- 4. 请勿用湿布清洁控制面板，以免导致故障，仅能用干布擦拭控制面板。
- 5. 产品长时间不使用时，请清洗干净，装入包装箱中，放于通风和干燥的地方，以免本产品受潮，影响使用。

故障排除

本章归纳了本产品在使用时最常遇到的问题。如果你无法用下面的信息解决问题，请与您所在地区授权的维修中心或客户服务中心咨询。

如果您遇到列表中未提及的问题，应首先尝试下列步骤：

- 1. 关闭产品的电源，从插座中拔下电源插头。
- 2. 让本产品保持关闭状态60分钟。
- 3. 重新将插头插入电源插座并开启本产品。

如果问题依然存在，请与你所在地区客户服务中心联系。

问题	可能的原因	解决方法
产品不能工作	产品电源插头没插上或者适配器DC头没插上。	将电源插头插入插座，或者将适配器DC插上，检查产品所示的电压是否与当地电压相符合。
	产品刚刚完成10分钟按摩并自动切换至待机模式。	如果你想再按摩一次，请再次按下“开关”按钮。
	你已经连续使用本产品长达40分钟，导致过热保护装置切断了产品的电源。	重新使用本产品之前，必须先将产品插头拔下并冷却60分钟。
	产品上放置的负荷过重（例如有人站在产品上或者有重物放置在产品顶部）。	拔下产品电源插头，移动多余的重量（如果负荷仍在产品上）请重新插入产品电源并将产品开启。
产品发热	加热功能为打开状态。	关闭加热功能。
	你已连续让本产品执行了大约40分钟按摩。	拔下产品电源插头并让其冷却，在每次使用之后拔下产品的电源插头。
有声音从产品中传出	此声音是由于产品的机械结构造成。	此声音是正常的，并不意味着产品的功能出现故障。

产品规格

型 号：SL-D501

名 称：按摩带

额定电压：12V 一一一

额定功率：25W

额定时间：10分钟

产品安全结构：⚡

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

保 证 书		
品 名		经销商（维修点）
型 号		
客户名称		
地 址		
电 话		
购买日期		保修期：自购买日起一年

本产品于保修期内（一年），因下列情况而发生故障时，提供免费修理。否则酌收送修者修理费或零件更换费用。

- 1、购买时已发现有破损或不良使用情况者。
- 2、按照使用说明书操作而产生自然破损者（未按照指定方法使用者或地震火灾等自然灾害而损坏，本公司不负免费维修责任）。
- 3、非消耗性零件损害维修。

请妥善保管此使用说明书



艾力斯特健康科技有限公司

地址:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇十八里东街468号 电话: 0573-89973858 传真: 0573-89973638

授权制造: 浙江豪中豪健康产品有限公司

地址:浙江省平阳县轻工基地家具园兴隆路18号 电话: 0577-63176666 传真: 0577-63176699

服务热线电话: 800-8577-202 400-8888-786 Http://www.iRest.cn E-mail: iRest@iRest.cn

中国制造2025高峰论坛指定礼品品牌 本公司产品由中国人保财险股份有限公司承保


※注：本公司保留对产品设计更改及解释的权利，如有改动恕不另行通知，产品颜色和附件及相关数据等均以实物为准！



U肩乐

SL-D501

舒展您的颈肩



2017年04月 第一版 2017年04月 第一次印刷

安全与保养事项



1. 重要安全警告

- 禁止将杂物塞入按摩头与壳体间隙处。
- 禁止将水泼向本产品，以免短路引起事故。
- 如果电源线或插头损坏，千万不要擅自拆卸修理，请及时与经销商联系，要求维修保养。
- 请使用与此器具匹配的电源。
- 用后或清洁前请拔离电源插头，以免造成设备或人身损害。
- 请按本手册指示使用此器具。
- 不可使用未推荐的配件及附件。
- 请勿在室外使用此器具。
- 请勿在此器具外壳或电源线破损情况下使用。
- 醉酒或感觉不适时请勿使用此器具。
- 使用此器具时请勿过分用力，以免受伤。
- 饭后一小时内请勿使用本产品。
- 颈背受伤或近期内动过手术者，请遵照医师的指示小心使用。

2. 使用环境

- 请勿在高度潮湿的环境如浴室中使用此器具。
- 在环境温度急剧变化时请勿立即使用此器具。
- 请勿在飞尘严重或有腐蚀性气体环境中使用此器具。

3. 不宜使用此器具者

- 皮肤传染病者。
- 骨质疏松症患者。
- 具有心脏问题以及佩戴电子医疗器如心脏起搏器者。
- 发高烧者。
- 孕妇或经期妇女。
- 身体有创伤或体表患病者。
- 无人监管时14岁以下儿童及神志不清者禁止使用本产品。
- 经医生嘱咐需要休养或感觉身体不适者。
- 身体潮湿时禁止使用此器具。
- 器具具有发热表面，对热不敏感的人使用时必须注意。


4. 安全事项

- 本器具不打算提供给身体有残障、感观或神经有缺陷或缺乏经验与常识的人士（包括儿童）使用，除非他们得到那些对他们的安全负责的人员关于如何使用该器具的监督与指导。儿童必须被监督以确保他们不会拿器具来玩耍。
- 如果电源适配器发生任何损坏或功能异常，为了避免危险，必须由制造厂、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿使用湿手拔插电源插头。
- 插拔电源插头时切勿拉拽电源线，不可过于粗暴。
- 切勿使电线受损或篡改此器具电路。
- 如果发生停电应该离开此器具，以免电力突然恢复时导致伤害。

安全与保养事项

- 如果在使用中感到任何此器具异常请立即停止使用，并向当地供应商咨询。
- 如果您在使用此器具期间感到身体异常请立即停止使用，并向保健医生咨询。
- 整机皮罩或在罩破损应禁止使用。
- 切勿用力猛压或全身施压在按摩垫上，不能与硬物体相接触，不可重压或踩踏。
- 防止水或其他腐蚀性液体流入机内从而引起故障，导致损坏机器。
- 请勿用手提电源线，从而造成机体悬空和摇摆，导致线芯断开使其无法正常工作。
- 请勿任意改造机体结构或更换零件。
- 请勿放置在接近火源及易燃的地方，容易发生故障和危险，易造成变形，变色或损坏。
- 使用过程中有异常因立即停止使用并切断电源。
- 精神病患者，身体瘫痪患者必须在有人看护下谨慎使用或先咨询医师意见。

产品名称



产品使用示意图




对颈、肩、背三个部位同时进行揉捏按摩

产品功能

1. 时尚的流线型外观专利设计，新颖具有科技感。
2. 坚固的结构，配置时尚的色彩设计。韧性更强，抗冲击力更好。
3. 揉捏按摩头采用抗菌亲肤面料包裹，表面细腻，弹性好，使按摩体验更加柔软舒适。
4. 独特3D仿人手按摩设计，符合人体工程学，随心调整按摩贴合度，按摩更轻松。
5. 2种速度，2种模式，方便选择适合您的模式，10分钟自动定时关机、安全方便。
6. 采用高稳定直流电机，使用更安静。
7. 附有电流过载保护，防干扰及防静电功能。
8. 能促进颈、肩、背等部位的血液循环。

操作说明



1. 将电源线插头插入产品的电源线接口（确保连接成功，以免脱落）。
2. 将电源适配器插入电源插座。当红色指示灯闪烁时，代表机器通电。（确保连接成功，以免脱落）
3. 按下“开/关”键，电源红色指示灯亮起，并自动开启手动模式，“H”指示灯亮起，开始以“H”速度（快速）进行按摩。
4. 按下“手动”键可以切换“高速”和“低速”两种按摩速度，代表对应按摩速度的“H”和“L”指示灯将会亮起。
5. 按下“自动”键启动自动模式。同时“I”指示灯将亮起。按该按钮可以在“I”和“II”两种模式中切换，同时相应的指示灯将亮起。机器将在运行10分钟后自动停止运行。
6. 按摩时可切换选择热敷功能，按下“热敷”键，指示灯亮起，按摩头中心部分开始加热。按此按钮打开/关闭热敷功能。
7. 按下“开/关”键即可立即结束所有操作。